



X-NIR[™]
Satisfait vos Attentes!



LE PRODUIT

L'analyseur portatif X-NIR™ pour fourrages et céréales mesure le pourcentage d'Humidité (matière sèche), Amidon, Protéines Brutes, Fibre ADF, Fibre NDF, Cendre et Matières Grasses Brutes de substances nutritives en quelques secondes.

X-NIR™ permet le contrôle en temps réel de votre TMR.



POURQUOI CHOISIR X-NIR™?

- Le contrôle en temps réel des rations alimentaires réduit au minimum le refus de s'alimenter et réduit le coût d'alimentation journalier (moins de gâchis = augmentation des profits)
- Produit entièrement personnalisable (plus de 50 familles disponibles par zone)
- Coûts de gestion inférieurs en raison de:
 1. Configuration simple et rapide
 2. Résultats en temps réel
 3. Pas de consommables nécessaires pour effectuer l'analyse
 4. Fiabilité
- Intuitif. Simple à utiliser
- Diminution des coûts d'exploitation et d'entretien grâce à plusieurs composants longue durée (c.-à-dire batterie rechargeable)
- Une interface à écran tactile permet d'accéder à toutes les fonctions en seulement quelques tapotements



NOUVEL analyseur NIR EW portable. Analyse des Fourrages Partout, À Tout Moment!

RAPIDE



N'attendez jamais pour avoir les résultats. Analyse sans préparation d'échantillons!

SIMPLE À UTILISER

Des nutritionnistes au personnel d'exploitation agricole, tout le monde peut l'utiliser!



FIABLE



Analyse tous les types de matériaux des forages aux grains, aux granules.

ABORDABLE

Rapport prix/prestations imbattable!





LE SYSTÈME

- X-NIR™
- Chargeur de batterie
- Batterie (x2)
- Clé Usb
- Check Cell
- Pièces de rechange (jeu lampe, verre et joint)
- Connexion avec logiciel NIR Trace



DATI TECNICI

TAILLE DE VALISE

Matière

Polypropylène (boîtier compact)

Dimensions

50.2 x 40 x 18.8 cm

Poids

7,5 kg

Grâce au logiciel NIR Evolution, la vérification initiale permet une analyse haute précision.

INTERFACE UTILISATEUR

Afficheur

Écran tactile 4,3", résolution 480 x 272

Langue

10 langues disponibles

Familles NIR face aux Éléments Nutritifs

ÉLÉMENTS NUTRITIFS

FAMILLES NIR	FORAGES	Familles NIR face aux Éléments Nutritifs	ÉLÉMENTS NUTRITIFS					Matière Grasse Brute
			Humidité	Amidon	Protéines Brutes	ADF	NDF	
		Maïs à Ensilage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
		Foin	OUI	NO	OUI	OUI	OUI	OUI
		Maïs à teneur en humidité élevée	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
		Foin de luzerne	OUI	NO	OUI	OUI	OUI	OUI
		Ensilage d'herbe	OUI	NO	OUI	OUI	OUI	OUI
		Vaches Laitières TMR	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
		Farine de Soja	OUI	NO	OUI	NO	OUI	OUI

3 Familles NIR en série sur chaque instrument à choisir parmi les plus de 50 familles NIR divisées par zone géographique.